

Polierer

Polishers

Polissoires



4.5
P18032
NTI GalacticGold



Polierer - Programm für die Praxis
neben Polierern mit integrierter Diamantkörnung ist eine Vielfalt von Polierern für unterschiedliche Materialien in unserem Sortiment enthalten.

*Polishing Range for Dental Practices
Apart from polishers impregnated with diamond grit, our assortment includes a wide range of polishers for various materials.*

*Programme de polissoirs pour le cabinet
En plus des polissoirs à grains de diamant intégrés, un vaste choix de polissoirs destinés aux matériaux les plus divers fait partie de notre programme.*

	Keramikpolierer Porcelain Polisher Polissoir pour la céramique	4.4, 4.5
	Composite Polierer, Amalgam Polierer Composite Polisher, Amalgam Polishers Polissage de composite, Polissoirs pour l'amalgame	4.6, 4.7
	Edelmetall-Legierungen Precious Alloys Polissage des métaux précieux	4.8
	Universal Polierer Universal Polishers Polissage universel	4.9
	Prophylaxe Polierer, Polierbürsten Prophylaxis Polishers, Cup Brush Prophylaxie, Brossettes	4.10
	Kunststoffpolierer Acrylic Polishers Acrylique pour les prothèses	4.11



Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissage de céramique

NTI CeraGlaze

Die neuartige Bindung und ausgewählte Diamanten erzeugen einen strahlenden Glanz auf jeder Keramikoberfläche.

The new binding and the selected diamond particles polish every porcelain for a high shine leaving a "reglazed" surface.

Le liant tout nouveau et les diamants bien sélectionnés produisent un glaçage à effet miroir sur toutes les surfaces céramiques.

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire



Vorpolieren • Prepolishing
retouche et prépolissage

Glätten • Smoothing
polissage

Hochglanzpolieren • High-Shine Polishing
glaçage



Size \varnothing 1/10 mm	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
L in mm	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7

RA 802 204 ...	243 533 ...	243 533 ...	030 533 ...	304 533 ...	243 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	304 523 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	304 513 ...
REF	P332	P333	P335	P336	P3032	P3033	P3035	P3036	P30032	P30033	P30035	P30036

⌚ max. green 15,000 rpm, blue 10,000 rpm, yellow 5,000 rpm



Set - 1588

- ① große Flamme
Large flame
Grande flamme

→ anatomische Gestaltung der Höcker
anatomical contouring of the cusps
Façonnage anatomique des cuspides
- ② kleine Spitze
Small point
Petite pointe

→ Fissurengestaltung
contouring fissures
Façonnage des sillons secondaires
- ③ Kelch
Cup
Cupule

→ flächige Bearbeitung
surface polishing
Traitement de surface
- ④ Linse
Knife-edge polisher
Lentille

→ interdentale Formgebung
interdental shaping
Mise en forme interdentaire

Keramikpolierer • Porcelain Polishers • Polissage de céramique



NTI CeraWhite weiss = grobe Körnung

glättet die Oberfläche.
Abrasive, eliminates scratches
and smoothes the surface.

Gris clair, abrasif, pour le pré-polissage.
Élimine les éraflures et rend la surface
lisse.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0
RA 658 204...	243 525 ...	030 525 ...
REF	P0352	P0355

⌚ max. 10,000 rpm



NTI CeraPink rosa = mittlere Körnung

erhält die anatomische Struktur der
Verblendung und erzeugt einen leichten
Glanz.

Pink, provides a gentle finish, retains
anatomic structures.

Rose, légèrement abrasif, pour le polissage,
maintient la structure anatomique.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0
RA 658 204 ...	243 515 ...	030 515 ...
REF	P0362	P0365

⌚ max. 5,000 rpm

NTI CeraDia

Besonders harter Keramikpolierer
mit integrierter Diamantkörnung.
Abrasive Politur mit sanftem Glanz.

The polisher with diamond
impregnation, for abrasive
high-gloss polish.

Un polissoir diamanté pour un
polissage spéculaire des surfaces
céramiques.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	030	085	060	100	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	6,0
RA 802 204...	243 514 ...	243 514 ...	030 514 ...	030 514 ...	304 514 ...	225 514 ...
REF	P0332	P0333	P0334	P0335	P0336	P0339

⌚ max. 10,000 rpm

NTI CeraSupergrey grau = Superhochglanz

erzeugt einen natürlichen Glanz
an der Oberfläche.

Grey, provides a lustre
high-gloss polish.

Pour la céramique, gris pour un
brillant naturel sans pâte à polir.



Size ø 1/10 mm	050
L in mm	10,0
RA 658 204...	243 504 ...
REF	P0372

⌚ max. 5,000 rpm

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Polissage des alliages précieux

NTI GalacticGold für alle goldhaltigen Legierungen, in 3 abrasiven Stufen.

The ultimate polisher for all precious alloys, a **3-step system**.

NTI GalacticGold le polissage pour tous les alliages dorés, système sur 3 étapes.

NTI GalacticGold

ergibt naturnahe intra-orale Kontur und
Ästhetik.

Enables nature-like intra-oral contouring
and aesthetics.

pour une apparence intra-orale naturelle
et esthétique.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	050	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0
RA 658 204 ...	243 522 ...	243 511 ...	243 502 ...
REF	P18032	P18132	P18232

⌚ max. 20,000 rpm/ 15,000 rpm/ 10,000 rpm



1st Step green - Abrasive polisher eliminates scratches
and smoothes the surface.

2nd Step yellow - For pre-polishing, provides a smooth
shine.

3rd Step pink - High-Shine polisher, made of
new material with anti-oxidation effect.


Verpackungseinheiten siehe Preisliste • The price list indicates the quantity per package • Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

Composite Polierer • Composite Polishers • Polissage de composites

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

NTI Unique new

Diamantierte Einstufen - Polierer für Compositefüllungen.
Diamond impregnated one stage polishers for composite fillings.
Surface lustrée en une seule étape pour des obturations en composites.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	060	100	
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	10,0	1,0	
RA	802 204 ...	243 521 ...	030 521 ...	303 521...
REF		P20032	P20035	P20038

max. 5,000 rpm



NTI Unique
Order No. Set-1589

NTI DiaGloss

Diamantiertes Poliersystem für Composites.
Ausgewählte Diamantkörnung sorgt für einen zügigen Abtrag und eine perfekte Politur.

Unique diamond treatment system for composites. Selected diamond particles allow for contouring and high-gloss polishing of composites.

Système imprégné de diamants pour effectuer le contour et le polissage lustré des composites. Processus rapide en 2 étapes.

Vorpolieren, grobe Körnung
Pre-Polishing, Coarse grit
polissage abrasif, granulation grosse.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	030	085	060	100	035	
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0	
RA	802 204 ...	243 532 ...	243 532 ...	030 532 ...	030 532 ...	303 532 ...	225 532 ...
REF		P1932	P1933	P1934	P1935	P1938	P1939

max. 10,000 - 12,000 rpm



Hochglanzpolieren
High-Shine
polissage lustré



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	030	085	060	100	035	
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0	
RA	802 204 ...	243 522 ...	243 522 ...	030 522 ...	030 522 ...	303 522 ...	225 522 ...
REF		P19032	P19033	P19034	P19035	P19038	P19039

max. 10,000 - 12,000 rpm



Sortiment • Assortment Kits
Assortiment P1940

Verpackungseinheiten siehe Preisliste • The price list indicates the quantity per package • Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

Composite Polierer • Composite Polishers • Polissage de composites

NTI MicroComp

Polierer für alle microgefüllten Composites.

Polisher for all micro-filler composites.

Polissoir universel pour tous les composites microfills.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
RA 658 204 ...	257 516 ...	292 516 ...	243 516 ...	243 516 ...	030 516 ...	030 516 ...	304 516 ...	303 516 ...	225 516 ...
REF	P0730	P0731	P0732	P0733	P0734	P0735	P0736	P0738	P0739

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

NTI MacroComp

Abrasiver Universal Polierer für alle macrogefüllten Composites **immer drucklos anwenden.**

Polisher for all macro-filler composites, **no pressure must be applied.**

Polissoir universel pour les composites macrofills.

Appliquer toujours sans pression!



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	055	050	050	085	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3	16,0	10,0	7,0	10,0	4,7
RA 658 204 ...	267 523 ...	292 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	030 523 ...	304 523 ...
REF	P0830	P0831	P0832	P0834	P0835	P0836

⌚ max. 3,000 - 5,000 rpm

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Polissage des alliages précieux Amalgam und Composite • Amalgame et composites

Topfbürstchen aus Naturborste

innen hohl, zum Polieren von Amalgam und Edelmetallen in Verbindung mit Polierpaste.

Brushlets made of nature bristle

Hollow interior, for polishing of amalgam and precious metals by use of polishing paste.

Brosse Coupe

Avec poils naturels pour le polissage de l'amalgame et des métaux précieux.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	6,0

REF

P1258

⌚ max. 2,000 rpm

NTI AmalgamMaster

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes.

Suitable for gross reduction and finishing of amalgam without causing any damage to the enamel.

Approprié pour réduire et finir les amalgames. Les finitions peuvent être réalisées jusqu'à l'émail sans risque.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	030	060	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	10,0	6,0

RA 658 204 ...

243 534 ...

243 534 ...

030 534 ...

225 534 ...

REF

P0932

P0933

P0935

P0939

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

Edelmetall - Legierungen • Precious Alloys • Polissage des alliages précieux Amalgam und Composite • Amalgame et composites

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

NTI EpsiPol braun

für Gold, Amalgam und Composites.

braun = Vorpolitur.

For all precious and semi-precious alloys as well as amalgam and composites.

Pour tous les alliages dorés ainsi l'amalgame et les composites.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,3	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
RA 658 204 ...	257 513 ...	292 513 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	030 513 ...	304 513 ...	303 513 ...	225 513 ...
REF	P0030	P0031	P0032	P0033	P0034	P0035	P0036	P0038	P0039

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

NTI EpsiPol braun

für Gold, Amalgam und Composite

braun = Vorpolitur.

For gold, amalgam and composites brown for pre-polishing.

Pour tous les alliages dorés ainsi l'amalgame et les composites.

Marron: pour le pré-polissage.


Größe/Size ø 1/10 mm	030	060
Kopf/Head Length in mm	6,0	9,5
FG 658 314 ...	243 513 ...	030 513 ...
REF	P0053	P0055

⌚ max. 15,000 rpm

NTI EpsiPol grün

für Gold, Amalgam und Composite.

grün = Hochglanzpolitur.

For all precious and semi-precious alloys as well as amalgam and composites, green = high-gloss polish.

Pour tous les alliages dorés ainsi que l'amalgame et les composites.

Vert: pour un polissage lustré.


Größe/Size/taile ø 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Kopf/Head Length in mm - longueur	14,0	16,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0
RA 658 204 ...	257 503 ...	292 503 ...	243 503 ...	243 503 ...	030 503 ...	030 503 ...	304 503 ...	303 503 ...	225 503 ...
REF	P0130	P0131	P0132	P0133	P0134	P0135	P0136	P0138	P0139

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

NTI EpsiPol grün

für Gold, Amalgam und Composite

grün = Hochglanzpolitur.

For gold, amalgam and composites green = high-gloss polish.

Vert: pour un polissage lustré.



Größe/Size/taile ø 1/10 mm	030	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	6,0	9,5
FG 658 314...	243 503 ...	030 503 ...
REF	P0153	P0155

⌚ max. 15,000 rpm

Verpackungseinheiten siehe Preisliste • The price list indicates the quantity per package • Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

Universal Polierer für eine Vielzahl von Anwendungen

Universal range of silicone rubber polishers for a multitude of indications

Polissoirs universels pour une diversité d'applications

NTI Uni White

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam.

feine Körnung.

Silicone universal polisher for precious metals, cement and amalgam fine grit.

Polissage universel en silicone pour des alliages précieux, la résine, le ciment et l'amalgam, granulation fine.



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	055	050	050	030	085	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7
RA 658 204 ...	567 524 ...	292 524 ...	243 524 ...	243 524 ...	030 524 ...	030 524 ...	304 524 ...
REF	P0530	P0531	P0532	P0533	P0534	P0535	P0536

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

NTI UniBlack

Universalpolierer aus Silikon für Edelmetalle, Kunststoff, Zement, Amalgam.

The black universal polishers, suitable for all alloys, especially on the adjacent metal - ceramic edge.

Polissoir universel en silicone noir approprié pour tous les alliages précieux, la résine, le ciment et l'amalgam.



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	050	050	030	060	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	16,0	10,0	6,0	10,0	4,7
RA 658 204 ...	292 514 ...	243 514 ...	243 514 ...	030 514 ...	304 514 ...
REF	P0431	P0432	P0433	P0435	P0436

⌚ max. 5,000 - 7,000 rpm

Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

NTI ProphylaxeMaster

zum Beseitigen von Zahnbelägen und Verfärbungen. Reinigen auch ohne Polierpaste, durch in die Polierkörper eingearbeitete Abrasivstoffe.

Specially designed polishers which incorporate a superfine abrasive grit, for tooth cleansing without the use of polishing paste.

Pour éliminer le tartre, pas de pâte à polir nécessaire grâce à des substances abrasives incorporées dans l'instrument.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	030	060	060	060	
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0	
RA	658 204 ...	243 512 ...	243 512 ...	030 512 ...	034 512 ...	034 511 ...
REF		P1232	P1233	P1235	P1238	P1239
⌚ max. 5,000 rpm						

Prophylaxe Polierer mit Snap-on Mandrel Prophylaxis cups with snap-on mandrel Coupes de Prophylaxie

zum Einsatz mit Polierpasten.

Der wiederverwendbare Träger macht ihn besonders wirtschaftlich.

For use with polishing paste, highly economical due to re-usable mandrel.

Avec mandrin à montage par pression à utiliser avec une pâte à polir. Très économique car le mandrin est réutilisable.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060	050	
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,0	7,0	
RA	020 900 ...	034 000 ...	607 000 ...
REF		P1250	M037
⌚ max. 2,000 rpm			

Prophylaxe Bürstchen aus Nylon Prophylaxis Brushlets made of nylon Brosses de Prophylaxie


in Zylinderform, mit Spitze und Topfform für alle Reinigungsaufgaben in der Prophylaxe.

In cylinder, cup and point shape for all cleansing purposes.


En cylindre ou pointe pour tous les nettoyages.



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	035	035	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	6,0	6,0	6,0
REF	P1255	P1256	P1257
⌚ max. 2,000 rpm			



Prophylaxe Set 1
Order No. Set-1401



Prophylaxe Set 2
Order No. Set-1402

Verpackungseinheiten siehe Preisliste • The price list indicates the quantity per package • Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

Kunststoffpolierer • Acrylic Polishers • Polissoirs pour la résine

NTI Prosthetics

Silikonpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe in drei unterschiedlichen abrasiven Stufen.
 Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, a 3 - step system.
 Polissoirs en silicone pour les résines prothétiques et orthodontiques, avec trois degrés abrasifs différents.



NTI Prosthetics

Abrasive Vorpolitur, grün
 = **grobe** Körnung.
 For pre-polish, green
 = **coarse** grit.
 vert - polissoir abrasif
 = Grain **gros**



Size \varnothing 1/10 mm	100
Length in mm	24,5
HP 658 104 ...	273 563 ...
REF.	P0674

⌚ max. 10,000 - 15,000 rpm

NTI Prosthetics

feine Vorpolitur, grau
 = **mittlere** Körnung.
 For fine polish with light shine
 = **medium** grit.
 gris - la granulométrie **moyenne**
 réalise un léger brillant initial.



Size \varnothing 1/10 mm	100
Length in mm	24,5
HP 658 104 ...	273 543 ...
REF.	P0664

⌚ max. 10,000 - 15,000 rpm

NTI Prosthetics

Hochglanzpolitur, gelb
 = **ohne** Körnung.
 For high gloss, yellow
 = **without** grit.
 jaune - assure le brillantage



Size \varnothing 1/10 mm	100
Length in mm	24,5
HP 658 104 ...	273 514 ...
REF.	P0654

⌚ max. 10,000 - 15,000 rpm

NTI AcrylicMaster

Zur Bearbeitung von prothetischen Kunststoffen, mit **grober** Körnung.
 For polishing prosthetic acrylics, with **coarse** grit.
 Pour le traitement des acryliques prothétiques, grain **gros**.



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	24,5
HP 658 104 ...	273 533 ...
REF.	P0634

⌚ max. 10,000 - 15,000 rpm

NTI AcrylicMaster

Zur Bearbeitung von prothetischen Kunststoffen, mit **feiner** Körnung.
 For polishing prosthetic acrylics, with **fine** grit.
 Pour le traitement des acryliques prothétiques, grain **fin**.



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	100
Kopf/Head Length in mm - longueur	24,5
HP 658 104 ...	273 513 ...
REF.	P0644

⌚ max. 10,000 - 15,000 rpm

Wichtig: Unbedingt Drehzahlempfehlungen einhalten • Attention: Please observe recommended speeds • Important : Respecter impérativement les recommandations de la vitesse de rotation !